





## Anvisningar för kliniken

SKK-remissen ska medfölja den ordinarie laboratorieremissen vid fall där ärftligt betingad njursjukdom misstänks.

**Insändandet av njurprover:** Njurvävnaden fixeras i formalin (neutralbuffrad, 10 %) så snart som möjligt efter uttagning. Mängden formalin i förhållande till mängden vävnad bör vara minst 5:1.

**Postmortalt vävnadsprov:** Helst bör båda njurarna skickas in i sin helhet (kan dock gärna klyvas på längden före fixering). I annat fall ska två prover insändas från varje njure, tagna dels från njurens mitt, dels från ena njurpolen. Proverna ska alltid omfatta vävnad från både cortex och medulla.

**Njurbiopsier:** Om möjligt bör två biopsier insändas. Observera dock att njurbiopsier är av begränsat värde för diagnosticering av sjukdomen renal dysplasi eftersom de enbart omfattar cortex och endast består av en liten mängd vävnad. Diagnosen kan ställas om diagnostiska histologiska förändringar påvisas, men avsaknaden av sådana förändringar innebär inte att misstanken på renal dysplasi kan avfärdas.

## Anvisningar för laboratoriet

Resultatet av undersökningen avseende förekomst eller ej av morfologiska tecken på renal dysplasi ska fyllas i av ansvarig patolog under **Resultat** på SKK-remissens första sida.

**Ifylld blankett skickas till:**

Avdelningen för Avel och Hälsa  
Svenska Kennelklubben  
Box 771  
191 27 Sollentuna

*Kopia av SKK-remiss bifogas det fullständiga utlåtandet till remitterande veterinär.*